



	Bielles blanches C55	Bielles grises C59	Bielles noires C56	Ciseaux blancs C75	Ciseaux gris C79	Colonnes de levage C69	Bielles blanches C57	Ciseaux blancs C77
Type élévation								
Couleur								
Déport	+/- 15 cm	+/- 15 cm	+/- 15 cm	/	/	/	+/- 15 cm	/
Mécanisme								
Moteur	Standard			Standard		Standard	Standard	Standard
P.M.A	175 Kg	250 Kg	250 Kg	175 Kg	200 Kg	250 Kg	175 Kg	175 Kg
Commande						Pédale	Pédale hydraulique	Pédale hydraulique
Divers				/	/			

Récapitulatif des logos utilisés :

Élévation :




Déport latéral



Sans déport

Système d'élévation :



Moteur électrique



Pompe hydraulique



Moteur rapide



Cadre périphérique

Réglage des plateaux :

Électrique



Tête/Dossier



Partie centrale

Hydraulique



Tête/Dossier



Partie centrale



Jambes

Manuel



Panneaux latéraux



Tête/Dossier



Partie centrale



Jambes

Épaisseur de mousse :



De 2 à 7 cm

Soutien de mousse :



I. Souple IV. Très ferme
II. Équilibré V. Dur
III. Ferme

Autres symboles :



Chassis avec roulements



Port USB



Écologique