



Pensés pour eux ...  
et pour tous les autres

Avec la nouvelle gamme AirFit 20, les patients peuvent bénéficier d'une bonne étanchéité en toute confiance, tout en profitant d'un champ de vision dégagé.

Les tests internationaux menés lors du développement des nouvelles bulles en silicone InfinitySeal™ ont montré que 96,5 % et 99,4 % des patients ont obtenu une bonne étanchéité (respectivement avec les masques AirFit F20 et AirFit N20)<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6</sup>.

des patients  
**ont obtenu**  
une bonne étanchéité  
avec le masque  
**AirFit F20**<sup>1,3,4,5</sup>



des patients  
**ont obtenu**  
une bonne étanchéité  
avec le masque  
**AirFit N20**<sup>6</sup>



- <sup>1</sup> Etude interne ResMed ID A3810791 Comparaison des masques ResMed AirFit F20 et AirFit F10. 22 patients. Durée de l'étude : 14 jours. Mai 2016.
- <sup>2</sup> Etude interne ResMed ID A3695085. Comparaison du masque AirFit N20 (ResMed) et du masque Wisp (Philips). 24 patients. Décembre 2015.
- <sup>3</sup> Etude de mise en place ResMed ID A3751086. 27 patients déjà utilisateurs de masques faciaux. Comparaison des masques AirFit F20 et AirFit F10 (ResMed) et Amara View (Philips). Australie. Avril 2016.
- <sup>4</sup> Etude de mise en place ResMed ID A3774922. 34 patients déjà utilisateurs de masques faciaux. Comparaison des masques AirFit 20 et AirFit F10 (ResMed). USA. Avril 2016.
- <sup>5</sup> Etude de mise en place ResMed ID A3830701. 90 patients déjà utilisateurs de masques faciaux. Comparaison des masques AirFit F20 et AirFit F10. Europe. Juin 2016.
- <sup>6</sup> Etude de mise en place ResMed ID A3697629. 159 patients utilisateurs de masques nasaux. Comparaison des masques AirFit N20 (ResMed) et Wisp (Philips). USA, Europe et Asie-Pacifique. Novembre 2015.

AirFit et InfinitySeal sont des marques déposées de ResMed Lt. AirFit est une marque commerciale de ResMed Ltd. © 2016 ResMed Ltd. 1019754/1 2016-10

[ResMed.com/AirFitN20](http://ResMed.com/AirFitN20)

**Distribué par :**



**ResMed Ltd**  
1 Elizabeth Macarthur Drive,  
Bella Vista NSW 2153 Australia



Gamme **AirFit™ 20**



Pensés pour eux ...  
et pour tous les autres






## Nouvelle technologie InfinitySeal

**AirFit™ N20**  
Masque nasal

**AirFit™ F20**  
Masque facial

La nouvelle bulle InfinitySeal réinvente la notion de confort et d'étanchéité. Des épaisseurs de silicone variables et différentes textures permettent d'apporter plus de confort et de stabilité, même pendant les mouvements.

Le fini satiné de la bulle apporte plus de confort au niveau de l'arête nasale.



Les boucles InfinitySeal, inspirées de la technologie double jupe, sont conçues pour apporter stabilité et étanchéité au niveau des yeux.

La partie inférieure est en silicone lisse pour une meilleure adhérence et moins de fuites.



AirFit N20



AirFit N20 for Her



AirFit F20



AirFit F20 for Her

### Codes produits

AirFit N20	<b>S</b>	<b>63509</b>
AirFit N20 for Her	<b>S</b>	<b>63510</b>
AirFit N20	<b>M</b>	<b>63511</b>
AirFit N20	<b>L</b>	<b>63512</b>

### Codes produits

AirFit F20	<b>S</b>	<b>63405</b>	AirFit F20 for Her	<b>S</b>	<b>63408</b>
AirFit F20	<b>M</b>	<b>63406</b>	AirFit F20 for Her	<b>M</b>	<b>63409</b>
AirFit F20	<b>L</b>	<b>63407</b>			

## Les masques de la gamme AirFit 20 réinventent la notion de confort.

Grâce à la nouvelle technologie de bulle InfinitySeal, les masques AirFit 20 offrent un grand confort et une bonne étanchéité aux patients.

Les masques AirFit 20 sont maintenant équipés de clips magnétiques, pour faciliter la mise en place du masque.