

Modèle	Type	Taille des particules (MMAD)	Dose de fines particules (FPD)	Vitesse de nébulisation	Portable	Capacité du médicament (ml)	Niveau sonore (dB)	Valve réglable(VAT)	Accessoires	Garantie	Rangement accessoires	Alimentation
NL100	Piston	≤ 3.8 µm	70-75%	0.20 ml/min	Non	6ml	Silencieux (67dBa)	Non	Masque adulte / Masque enfant / Embout buccal / Filtres (5)	1 an	Non	Secteur
NA100	Piston	≤ 2.2 µm	80-85%	0,15ml/min (valve fermée) - 0.4ml/min (valve ouverte)	Non	5ml	Silencieux (55dBa)	Oui	Masque adulte / Masque enfant / Embout buccal / Filtres (5)	3 ans	Oui	Secteur
NB500	Piston	≤ 2.2 µm	80-85%	0,15ml/min (valve fermée) - 0.50ml/min (valve ouverte)	Non	5ml	Silencieux (55dBa)	Oui	Masque adulte / Masque enfant / Embout buccal / Filtres (5)	3 ans	Non	Secteur
NK1000 (3en 1)	Piston	≤2.5 µm	80-85%	0,1ml/min (valve fermée) - 0.3ml/min (valve ouverte)	Non	5ml	Silencieux (60dBa)	Oui	Masque adulte / Masque enfant / Embout buccal / Laveur nasal avec 3 adaptateurs / Aspirateur nasal / Tube d'air bleu / Filtres (5) / Filtre aspirateur nasal	3 ans	Oui	Secteur
NI60 Quities	Pompe Mini	≤2.6 µm	75-80%	0,08ml/min (valve fermée) - 0.2ml/min (valve ouverte)	Non	5ml	Silencieux (55dBa)	Oui	Masque enfant / Embout buccal / Filtres (5)	3 ans	Non	Secteur
NH60	Piston	≤2.6 µm	75-80%	0,08ml/min (valve fermée) - 0.2ml/min (valve ouverte)	Oui	5ml	Silencieux (55dBa)	Oui	Masque adulte / Masque enfant / Embout buccal / Filtres (5)	2 ans	Non	Secteur
NC200	Mesh	≤4 µm	70-75%	0,30ml/min	Oui	8ml	Très silencieux (20dBa)	Non	Masque enfant / Embout buccal / Cable USB / 2 piles AA	2 ans	Non	Piles (2xAA)