

# AIGUILLES

## Aiguilles hypodermique



**STÉRILE, USAGE UNIQUE, SANS LATEX MICROLANCE 3**

Gauge	Longueur pouces	Dimensions mm x mm	Biseau	Paroi	Recommandation	Réf.	Unité
16G	1 1/2"	1,6 x 40	RB	Normale	Transfert	300637	100
18G	1 1/2"	1,2 x 40	SB	Mince	Transfert	304622	100
18G	2"	1,2 x 50	RB	Normale	Transfert	301900	100
19G	1"	1,1 x 25	RB	Normale	Prélèvement IV	301700	100
19G	1 1/2"	1,1 x 40	RB	Mince	Prélèvement IV	301500	100
19G	2"	1,1 x 50	RB	Mince	Prélèvement IV	301750	100
20G	1"	0,9 x 25	RB	Mince	Prélèvement IV	304827	100
20G	1 1/2"	0,9 x 40	RB	Mince	Prélèvement IV	301300	100
21G	5/8"	0,8 x 16	RB	Normale	Sous-cutané animaux	304434	100
21G	1"	0,8 x 25	RB	Mince	Injection IV	301156	100
21G	1 1/2"	0,8 x 40	RB	Mince	IM Adultes	304432	100
21G	2"	0,8 x 50	RB	Normale	IM Adultes	301155	100
22G	1"	0,7 x 25	IV	Mince	Injection IV	304727	100
22G	1 1/4"	0,7 x 30	RB	Mince	Injection IV/IM Enfants	300900	100
22G	1 1/2"	0,7 x 40	RB	Mince	Injection IV/IM Adultes	301000	100
22G	2"	0,7 x 50	RB	Normale	IM Adultes	300094	100
23G	1"	0,6 x 25	RB	Mince	Injection IV	300800	100
23G	1 1/4"	0,6 x 30	RB	Mince	Injection IV/IM Enfants	300700	100
24G	1"	0,55 x 25	RB	Normale	Sous-cutané	304100	100
25G	5/8"	0,5 x 16	RB	Normale	Sous-cutané	300600	100
25G	1"	0,5 x 25	RB	Normale	Sous-cutané	300400	100
26G	3/8"	0,45 x 10	ID	Normale	Sous-cutané Intradermique	300300	100
26G	1/2"	0,45 x 13	RB	Normale	Sous-cutané Intradermique	303800	100
26G	5/8"	0,45 x 16	RB	Normale	Sous-cutané	304300	100
27G	1/2"	0,4 x 13	RB	Normale	Sous-cutané Intradermique	300635	100
27G	3/4"	0,4 x 19	RB	Normale	Sous-cutané	302200	100
30G	1/2"	0,3 x 13	RB	Normale	Intradermique	304000	100

